


Zeep- & desinfectiemiddeldispenser 1000 ml LB aluminium

Zeep- & desinfectiemiddeldispenser aluminium 1000 ml LB, MQL10A

Een goede zeepdispenser behoort tot de basisuitrusting van een sanitaire ruimte. Maar welk model kiest u? Met de zeepdispenser van de MediQo-line treft u een goed uitgeruste dispenser die tegen een stootje kan. Een handje zeep nodig? Met deze zeep- en desinfectiemiddeldispenser bent u altijd verzekerd van een optimaal hygiënische bediening; de speciale lange bedieningsbeugel maakt elleboogbediening een fluitje van een cent. De herbruikbare navulfles wordt standaard bij de dispenser geleverd. Een goed uitgeruste zeepdispenser die tegen een stootje kan. Dat wilt u toch ook? Vraag dan nu de offerte aan.

> [Bekijk het product online](#)



Technische omschrijving

Zeep- & Desinfectiemiddeldispenser met lange bedieningsbeugel. Met RVS uitwisselbare doseerpomp. Met zwarte montageplaat die volledig af gekit kan worden. Wordt standaard met navulfles geleverd. Autoklaveerbaar.

Specificaties

Artikelnummer	8050
Materiaal	Aluminium (Matzilver geëloxeerd)
H x B x D	340 mm x 94 mm x 222 mm
Gewicht	1 kg
Garantie	2 jaar na aankoopdatum
Toepassing	Navulbaar
Dosering	Instelbaar in 0,9 ml en 1,5 ml per slag
Inhoud	1000 ml